

CATGUT SIMPLE



Suturas y especialidades quirúrgicas

CATGUT SIMPLE

Obtenido por la torsión de filamentos de colágeno puro de serosa bovina. La sutura de Catgut Simple se presenta en sobre tipo blíster en una solución preservante que contribuye a minimizar el arrastre tisular y a mejorar el anudado.



TIPO DE ABSORCIÓN

Por degradación enzimática

ESTRUCTURA

Virtualmente Monofilamento

ESTERILIZACIÓN

Óxido de etileno

COLOR

Blanco a crema

CALIBRES

6/0 a 2








INDICACIONES DE USO

El Catgut Simple es utilizado en todo procedimiento quirúrgico que se recomienda suturas absorbibles, excepto en tejidos neurológicos y cardiovasculares.

PRESENTACIÓN

- En diferentes longitudes de hilos y número de hebras.
- Con o sin aguja de acero quirúrgico.
- Disponible en cajas de 12 y 24 unidades.




REDONDA / AHUSADA

AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE						
			5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1	2
HR 15 ½ circ. 15 mm 	Crema	70 cm				S1112.J*			
HR 20 ½ circ. 20 mm 	Crema	70 cm	S0814.J*	S0914.J*	S1014.J*	S1114.J*		S1414.J*	
HR 25 ½ circ. 25 mm 	Crema	70 cm		S0915.J*	S1015.J*	S1115.J*	S1315.J*	S1415.J*	
HR 30 ½ circ. 30 mm 	Crema	70 cm			S1016.J*	S1116.J*	S1316.J*	S1416.J*	
HR 35 ½ circ. 35 mm 	Crema	70 cm			S1017.J*	S1117.J*	S1317.J*	S1417.J*	
HR 40 ½ circ. 40 mm 	Crema	70 cm				S1118.J*	S1318.J*	S1418.J*	S1518.J*
		100 cm						S1418.M*	
HR 50 ½ circ. 50 mm 	Crema	90 cm					S1346.L*	S1446.L*	

SUTURAS SIN AGUJAS

MATERIAL	LONGITUD	CALIBRE						
		4-0	3-0	2-0	0	1	2	3
Crema Monofilamento	150 cm	S0901'P*	S1001'P*	S1101'P*	S1301'P*	S1401'P*	S1501'P*	S1601'P*

REVERSO CORTANTE

AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE			
			6-0	5-0	4-0	3-0
DS15 3/8 circ. 15 mm 	Crema	70 cm		S0823J*		
DS 20 3/8 circ. 20 mm 	Crema	70 cm			S0924J*	S1024J*
HS 20 1/2 circ. 20 mm 	Crema	70 cm				S1006J*

CATGUT CRÓMICO



Suturas y especialidades quirúrgicas

CATGUT CRÓMICO

Obtenido por la torsión de filamentos de colágeno purificado de serosa bovina, previamente tratados con sales de cromo. Este tratamiento proporciona al hilo un color castaño a marrón característico y mantiene la resistencia tensil del mismo in vivo al incrementarse el período de absorción.

El Catgut Crómico se presenta en sobre tipo blister en una solución preservante que contribuye a minimizar el arrastre tisular y a mejorar el anudado.



TIPO DE ABSORCIÓN

Por degradación enzimática

ESTRUCTURA

Virtualmente Monofilamento

ESTERILIZACIÓN

Óxido de etileno

COLOR

Marrón

CALIBRES

5/0 a 3

INDICACIONES DE USO


Utilizado en todo procedimiento quirúrgico que se recomiende suturas absorbibles, excepto en tejidos neurológicos y cardiovasculares.

Esta sutura está contraindicada en pacientes con sensibilidades o alergias al colágeno o al cromo.

PRESENTACIÓN

- En diferentes longitudes de hilos y número de hebras.
- Con o sin aguja(s) de acero quirúrgico.
- Disponible en cajas de 12 y 24 unidades.

REDONDA / AHUSADA

AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE							
			5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1	2	
HR 15 ½ circ. 15 mm 	Marrón	70 cm	C0812.J*	C0912.J*	C1012.J*				C1412.J*	
HR 20 ½ circ. 20 mm 	Marrón	70 cm	C0814.J*	C0914.J*	C1014.J*	C1114.J*			C1414.J*	
		75 cm	C0814.K*					C1314.K*	C1414.K*	
HR 25 ½ circ. 25 mm 	Marrón	70 cm		C0915.J*	C1015.J*	C1115.J*	C1315.J*	C1415.J*		
		75 cm		C0915.K*	C1015.K*	C1115.K*	C1315.K*			
HR 26 ½ circ. 26 mm 	Marrón	75 cm			C1059.K*	C1159.K*			C1459.K*	
HR 30 HR 30 (2 Agujas) ½ circ. 30 mm 	Marrón	70 cm		C0916.J*	C1016.J*	C1116.J*	C1316.J*	C1416.J*		
		150 cm*					C1116.ZP*			
HR 35 ½ circ. 35 mm 	Marrón	70 cm			C1017.J*	C1117.J*	C1317.J*	C1417.J*	C1517.J*	
		75 cm				C1117.K*	C1317.K*	C1417.K*		
		90 cm				C1117.L*	C1317.L*	C1417.L*		
HR 40 HR 40 (2 Agujas) ½ circ. 40 mm 	Marrón	70 cm			C1018.J*	C1118.J*	C1318.J*		C1518.J*	
		75 cm					C1318.K*			
		90 cm			C1018.L*		C1318.L*	C1418.L*	C1518.L*	
		100 cm							C1418.M*	C1518.M*
		150 cm*					C1118.ZP*			
HR 50 ½ circ. 50 mm 	Marrón	90 cm				C1146.L*		C1446.L*	C1546.L*	

REVERSO CORTANTE ▼

AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE						
			5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1	2
DS 15 3/8 circ. 15 mm	Marrón	70 cm	C0823.J*	C0923.J*	C1023.J*	C1123.J*	C1323.J*	C1423.J*	
DS 20 3/8 circ. 20 mm	Marrón	70 cm	C0824.J*	C0924.J*	C1024.J*	C1124.J*		C1424.J*	
DS 25 3/8 circ. 25 mm	Marrón	70 cm		C0925.J*	C1025.J*	C1125.J*	C1325.J*	C1425.J*	
DS 30 3/8 circ. 30 mm	Marrón	70 cm			C1026.J*	C1126.J*			
DS 40 3/8 circ. 40 mm	Marrón	70 cm				C1190.J*			
HS 20 1/2 circ. 20 mm	Marrón	70 cm			C1006.J*	C1106.J*			
HS 25 1/2 circ. 25 mm	Marrón	70 cm			C1007.J*	C1107.J*			
HS 40 1/2 circ. 40 mm	Marrón	70 cm		C0910.J*		C1110.J*			

SUTURAS SIN AGUJAS

COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE						
		4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1	2	3
Marrón Monofilamento	150 cm		C1001'P*	C1101'P*	C1301'P*	C1401'P*	C1501'P*	C1601'P*

CINTA DE CATGUT



Suturas y especialidades quirúrgicas

CINTA DE CATGUT

Es una sutura quirúrgica absorbible biológica en forma de cinta, preparada de colágeno derivado del tejido conjuntivo purificado de res o de bovino.

Tratada con sales de cromo para prolongar su tiempo de absorción, proporcionando un soporte más duradero para la cicatrización de la herida. La sutura es conservada en una solución preservante.



TIPO DE ABSORCIÓN

Por degradación enzimática

ESTRUCTURA

Cinta

ESTERILIZACIÓN

Óxido de etileno

COLOR

Castaño a marrón oscuro

ANCHO

4 mm

INDICACIONES DE USO

Utilizada en la aproximación del tejido hepático. Uso parenquimal. Esta sutura está contraindicada en pacientes con sensibilidades o alergias al colágeno o al cromo.


PRESENTACIÓN

- Disponible en cinta de 4 mm de ancho y diversas longitudes.
- Con aguja de acero quirúrgico.
- Disponible en cajas de 12 y 24 unidades.

CINTA DE CATGUT

PUNTA ROMA



AGUJA	MATERIAL	LONGITUD	ANCHO DE CINTA 4 mm
<p>HRR65P ½ circ. 65 mm</p> 	<p>Cinta de Catgut</p>	<p>60 cm</p>	<p>RC2151.I*</p>